

BioSonic® Enzymatic Ultrasonic Cleaning Concentrate

Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG

Номер Версии: 2.2

Дата выдачи: 30/01/2023

Дата печати: 27/02/2023

L.GHS.RUS.RU

РАЗДЕЛ 1 Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

Идентификатор Продукта

| | |
|-------------------------------|---|
| Название Товара | BioSonic® Enzymatic Ultrasonic Cleaning Concentrate |
| Название химиката | Не применимо |
| Синонимы | UC32 |
| Химическая формула | Не применимо |
| Другие средства идентификации | Не имеется |

Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применения, которые не рекомендуются

| | |
|----------------------|---|
| Известное применение | Использоваться в соответствии с инструкциями производителя. |
|----------------------|---|

Информация поставщика

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Зарегистрированное название компании | Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG | Coltène/Whaledent Inc. |
| Адрес | Raiffeisenstrasse 30 89129 Langenau Germany | 235 Ascot Parkway Cuyahoga Falls, Ohio 44223 United States |
| Телефон | +49 (7345) 805 0 | +1 330 916 8800 |
| Факс | +49 (7345) 805 201 | +1 330 916 7077 |
| Веб-сайт | www.coltene.com | www.coltene.com |
| Email | msds@coltene.com | info.us@coltene.com |

Номер телефона экстренной связи

| | |
|---|--------------------------------|
| Ассоциация / Организация | СНЕМВАТСН ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (24/7) |
| Телефон экстренной помощи | +7 499 505 15 59 |
| Другие номера телефона экстренной связи | +61 3 9573 3188 |


После подключения, если сообщение не на нужном языке, то наберите 12

РАЗДЕЛ 2 Идентификация Опасностей

Классификация вещества или смеси

| | |
|---------------|---|
| Классификация | H318 - Серьезное Повреждение Глаз Категория 1, H315 - Разъедания/Раздражения Кожи Категория 2, H360 - Репродуктивная Токсичность Категория 1B |
|---------------|---|

Элементы Этикетки

| | |
|-----------------------|---|
| Элементы этикетки GHS |  |
|-----------------------|---|

BioSonic® Enzymatic Ultrasonic Cleaning Concentrate

Сигнальное слово **Опасность**

Опасности

| | |
|------|---|
| H318 | Вызывает серьезные повреждения глаз |
| H315 | Вызывает раздражение кожи |
| H360 | Может нанести вред фертильности или здоровью нерожденного ребенка |

Предупреждение(я): Предупреждение

| | |
|------|---|
| P201 | Перед использованием получить специальные инструкции. |
| P280 | Пользоваться защитными перчатками, защитной одеждой, средствами защиты глаз и лица. |
| P264 | После работы тщательно вымыть весь открытый внешний корпус |

Предупреждение(я): Реакция

| | |
|----------------|--|
| P305+P351+P338 | ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. |
| P308+P313 | ПРИ оказании воздействия или обеспокоенности: Обратиться к врачу. |
| P310 | Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/... |
| P302+P352 | При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды. |
| P332+P313 | При раздражении кожи: обратиться к врачу. |
| P362+P364 | Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием. |

Предупреждение(я): Хранение

| | |
|------|---------------------|
| P405 | Хранить под замком. |
|------|---------------------|

Предупреждение(я): Утилизация

| | |
|------|---|
| P501 | Утилизируйте содержимое / контейнер в авторизованном пункте сбора опасных или специальных отходов в соответствии с местными правилами |
|------|---|

РАЗДЕЛ 3 Состав/Данные по ингредиентам

Вещества

См. ниже в разделе состав смесей

Смеси

| Хим. вещество № | % [вес] | Название | SCL / M-Factor |
|-----------------|---------|--|--------------------------|
| 110615-47-9* | 1-5 | <u>(C10-16)alkyl D-glycopyranoside</u> | Не имеется |
| 68515-73-1* | 2.5-7.5 | <u>decyl D-glucoside</u> | Не имеется |
| 1303-96-4 | 0.5 | <u>ДИНАТРИЙ ТЕТРАБОРАТ ДЕКАГИДРАТ</u> | Не имеется |
| 141-43-5 | <1 | <u>2-Аминоэтанол</u> | STOT SE 3; H335: C ≥ 5 % |

РАЗДЕЛ 4 Меры первой помощи

Описание мер первой помощи

| | |
|-------------------|---|
| Контакт с глазами | <p>При попадании продукта в глаза: Немедленно раскройте веки и промойте глаза проточной водой. Обеспечьте полное промывание глаза широко раздвинув веки в стороны, а также путем подъема верхнего и нижнего век. Продолжайте промывание до тех пор, сотрудники Токсикологического Центра или врач, не посоветуют вам остановиться, или по крайней мере в течение 15 минут. Незамедлительно доставьте пострадавшего в больницу или к врачу. Снятие контактных линз после травмы глаз может осуществляться только обученным персоналом.</p> |
| Контакт с кожей | <p>Если произошел контакт с кожей: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Немедленно снять всю заражённую одежду и обувь. ▶ Промыть кожу и волосы сильным напором текущей воды (с мылом, если есть). ▶ В случае раздражения обратиться за медицинской помощью. </p> |

Продолжение...

| | |
|----------------------------|--|
| <p>Ингаляция</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▸ При вдыхании паров, аэрозолей или продуктов сгорания удалите их из загрязненной зоны. ▸ Другие меры обычно не нужны. |
| <p>Приём внутрь</p> | <p>Немедленно дать стакан воды. Первая медицинская помощь обычно не требуется. При сомнении обратиться в Информационный Центр Отравления (Poisons Information Centre) или к врачу.</p> |

Индикация немедленной медицинской помощи и необходимого специального лечения

Проведите лечение, исходя из проявившихся симптомов.

РАЗДЕЛ 5 Меры противопожарной безопасности

Средства пожаротушения

- Водный распылитель или туман.
- Пена.
- Сухие химические порошки.
- ВCF (где возможно).
- Углекислый газ.

Особые опасности, вытекающие из субстрата или смеси

| | |
|--|---|
| <p>Пожарная несовместимость</p> | <p>Избегайте отравления окислителями, например, нитритами, окисляющими кислотами, хлоровые отбеливатели, хлор для бассейнов и т.д., так как может произойти возгорание.</p> |
|--|---|

Советы для пожарных

| | |
|--|---|
| <p>Борьба с пожаром</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▸ Оповестите пожарную команду и сообщите им о месте происшествия и природе опасности. ▸ Оденьте полный защитный костюм и дыхательный аппарат. ▸ Любыми доступными способами избегайте разливов через водосток или промывочные каналы. ▸ Направляйте струю воды таким образом, чтобы контролировать распространение огня и охлаждать прилегающие участки. ▸ Избегайте попадания воды в бассейны с жидкостями. ▸ НЕ приближайтесь к контейнерам, которые могут быть горячими. ▸ Охлаждайте контейнеры, подверженные воздействию огня, из безопасного места. ▸ Если это безопасно, уберите контейнеры из зоны распространения огня. |
| <p>Опасность пажара /взрыва</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▸ Горюч. ▸ Определенная вероятность пожара под воздействием тепла или пламени. ▸ Нагревание может приводить к увеличению объема или разложению, и последующему разрушению контейнеров. ▸ При воспламенении может выделять токсичные пары угарного газа (CO). ▸ Может выделять раздражающий дым. ▸ Пары, содержащие воспламеняемые вещества, могут быть взрывоопасны. <p>Продукты сгорания включают в себя: диоксид углерода (CO2) , другие продукты пиролиза, типичные для сжигания органического материала. Может выделять ядовитые испарения.</p> <p>Может выделять едкий дым.</p> |

РАЗДЕЛ 6 Меры при случайной утечке

Меры личной безопасности, защитное оборудование и чрезвычайные меры

См. раздел 8

Защита окружающей среды

См. раздел 12

Методы и вещество для локализации и очистки

| | |
|--------------------------------------|--|
| <p>Незначительные разливы</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▸ Устраните все источники воспламенения. ▸ Немедленно очистьте всю пролившуюся жидкость. ▸ Избегайте вдыхания паров и контакта с кожей и глазами. ▸ При контакте используйте защитное оборудование. |
|--------------------------------------|--|

BioSonic® Enzymatic Ultrasonic Cleaning Concentrate

| | |
|-------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Препятствуйте разливу жидкости при помощи песка, земли, инертных материалов или вермикулита. ▶ Вытрите жидкость. ▶ Поместите в подходящий меченый контейнер для удаления отходов. |
| <p>Крупные разливы</p> | <p>Средняя степень опасности.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Эвакуируйте персонал и переместитесь в сторону, откуда дует ветер. ▶ Оповестите пожарную команду и сообщите им о месте происшествия и природе опасности. ▶ Наденьте дыхательный аппарат и защитные перчатки. ▶ Любыми доступными способами избегайте разливов через водосток или промывочные каналы. ▶ Запрещается курение. Препятствуйте попаданию на вещество прямого света, и воздействию источников воспламенения. ▶ Усильте вентиляцию. ▶ Остановите утечку, если это безопасно. ▶ Препятствуйте распространению утечки с помощью песка, земли или вермикулита. ▶ Соберите продукт, подлежащий восстановлению, в маркированные контейнеры для переработки. ▶ Абсорбируйте оставшийся материал песком, землей или вермикулитом. ▶ Соберите твердые осадки и запечатайте их в маркированные цилиндры для переработки. ▶ Вымойте участок, избегая разливов через водосток. ▶ В случае загрязнения дренажной системы или водных путей, сообщите об этом в аварийную службу. |

Рекомендация по Средствам Индивидуальной Защиты содержится в Разделе 8 SDS

РАЗДЕЛ 7 Обработка и хранение

Меры предосторожности для безопасного обращения

| | |
|------------------------------------|--|
| <p>Безопасное обращение</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Избегайте любого контакта, в том числе вдыхания. ▶ При возникновении опасности воздействия, оденьте защитный костюм. ▶ Используйте в хорошо вентилируемых помещениях. ▶ Избегайте накопления в выемках и выгребных ямах. ▶ НЕ входите в закрытые помещения до того времени, когда будет проверена атмосфера. ▶ Избегайте курения, попадания на вещества прямого света, а также воздействия источников воспламенения. ▶ Избегайте контакта с несовместимыми материалами. ▶ При использовании, не рекомендуется есть, пить и курить. ▶ Храните контейнеры в герметически закрытом состоянии когда вещество не используется. ▶ Избегайте физического повреждения контейнеров. ▶ После использования, всегда мойте руки мылом и водой. ▶ Рабочую одежду необходимо мыть отдельно. ▶ Применяйте уставновленный рабочий порядок. ▶ Следуйте инструкциям производителя по хранению и эксплуатации. ▶ Для обеспечения безопасности условий труда, необходимо регулярно проводить проверку содержания вещества в воздухе. <p>НЕ допускайте, чтобы одежда, мокрая от химиката, была в контакте с кожей</p> |
| <p>Другая Информация</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Хранить в оригинальных контейнерах. ▶ Храните контейнеры в герметически закрытом состоянии. ▶ Запрещается курение. Препятствуйте попаданию на вещество прямого света, и воздействию источников воспламенения. ▶ Хранить в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте. ▶ Хранить вдали от несовместимых материалов и контейнеров с пищей. ▶ Предохраняйте контейнеры от физических повреждений и регулярно проверяйте наличие протечек. ▶ Следуйте инструкциям производителя по хранению и эксплуатации. |

Условия для безопасного хранения, в том числе несовместимость

| | |
|--|---|
| <p>Подходящий контейнер</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Металлическая банка или цилиндр. ▶ Упаковка согласно рекомендациям производителя. ▶ Удостоверьтесь в том, что все контейнеры четко промаркированы и не протекают. |
| <p>Несовместимость хранения</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Избегайте реакции с окислителями |

РАЗДЕЛ 8 Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты

Параметры контроля

Пределы Воздействия (OEL)

BioSonic® Enzymatic Ultrasonic Cleaning Concentrate

ДАННЫЕ О ИНГРЕДИЕНТАХ

| Источник | Составной компонент | Название материала | TWA | STEL | пик | Примечания |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны | ДИНАТРИЙ ТЕТРАБОРАТ ДЕКАГИДРАТ | Натрий тетраборат декагидрат | 2 mg/m3 | Не имеется | Не имеется | Не имеется |
| Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны | 2-Аминоэтанол | 2-Аминоэтанол+ | 0,5 mg/m3 | Не имеется | Не имеется | Не имеется |
| ЕС Сводный список Ориентировочная ПДК (IOELVs) | 2-Аминоэтанол | 2-Aminoethanol | 1 ppm / 2.5 mg/m3 | 7.6 mg/m3 / 3 ppm | Не имеется | Skin |

Чрезвычайные ограничения

| Составной компонент | TEEL-1 | TEEL-2 | TEEL-3 |
|--------------------------------|---------|-----------|-------------|
| ДИНАТРИЙ ТЕТРАБОРАТ ДЕКАГИДРАТ | 6 mg/m3 | 190 mg/m3 | 1,100 mg/m3 |
| ДИНАТРИЙ ТЕТРАБОРАТ ДЕКАГИДРАТ | 6 mg/m3 | 88 mg/m3 | 530 mg/m3 |
| 2-Аминоэтанол | 6 ppm | 170 ppm | 1,000 ppm |

| Составной компонент | оригинальные IDLH | пересмотрены IDLH |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| (C10-16)alkyl D-glycopyranoside | Не имеется | Не имеется |
| decyl D-glucoside | Не имеется | Не имеется |
| ДИНАТРИЙ ТЕТРАБОРАТ ДЕКАГИДРАТ | Не имеется | Не имеется |
| 2-Аминоэтанол | 30 ppm | Не имеется |

Профессиональные колебание экспозиции

| Составной компонент | Профессиональное воздействие Группа Рейтинг | Ограничение диапазона профессиональной экспозиции |
|---------------------------------|---|--|
| (C10-16)alkyl D-glycopyranoside | E | ≤ 0.1 ppm |
| decyl D-glucoside | C | > 0.1 to ≤ milligrams per cubic meter of air (mg/m³) |

Примечания:

Профессиональная полосатость обнажения является процессом присвоения химических веществ в определенные категории или группы, основанные на эффективности химического вещества и неблагоприятных последствиях для здоровья, связанных с воздействием. Выход этого процесса является профессиональная экспозиция группы (OEB), что соответствует диапазону концентраций воздействия, которые, как ожидается, для защиты здоровья работников.

ДАННЫЕ ВЕЩЕСТВА

Контроль воздействия

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Соответствующий инженерный контроль | При нормальном рабочем состоянии выхлопы вещества - обычное явление. Если есть риск чрезмерного воздействия, наденьте противогаз. Правильное снаряжение является важным для обеспечения соответствующей защиты. Обеспечьте соответствующую вентиляцию складов или закрытых помещений для хранения. Загрязнители воздуха, образующиеся в рабочем помещении, обладают высокой скоростью распространения, которая, в свою очередь, предопределяет скорость поглощения свежего воздуха, необходимого для эффективного устранения загрязнителя. | |
| | Тип загрязнителя: | Скорость воздушных масс: |
| | Растворитель, пары, обезжириватель, испаряющийся из контейнеров (в неподвижном воздухе) | 0.25-0.5 м/с (50-100 ф/мин) |
| | аэрозоли, пары от сливания, перемежающаяся заправка контейнеров, низкоскоростные конвейерные передачи, сварка, снос при опрыскивании, кислотные пары, декапирование (выделяется на низкой скорости в зону активного образования). | 0.5-1 м/с(100-200 ф/мин.) |
| | Прямое распыление, окраска распылением в неглубоких урнах, загрузка конвейеров, дробильная пыль, выделение газа (активное выделение в зону скоростного передвижения) | 1-2.5 м/с (200-500 ф/мин) |
| измельчение, обработка пескоструйным аппаратом, обработка деталей в поворотном барабане, частицы, образующиеся при движении высокоскоростного механизма (выделяются на высокой скорости в зону скоростного движения воздуха) | 2.5-10 м/с (500-2000 ф/мин.) | |
| Внутри каждой цепи, ценность зависит от: | | |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| | <p>Нижняя оконечность цепи:</p> <p>1: Комнатные воздушные массы, воздушные благоприятные для поглощения;</p> <p>2: Загрязняющие вещества низкой или незначительной токсичности</p> <p>3: Скачкообразное, низкое воспроизводство</p> <p>4: Большие зонты, обширные воздушные массы в движении</p> | <p>Верхняя оконечность цепи:</p> <p>1: Разрушающие комнатные массы</p> <p>2: Загрязняющие вещества высокой токсичности</p> <p>3: Высокая производительность, интенсивное использование</p> <p>4: малые зонты, исключительно местный контроль</p> <p>Теория показывает, что скорость воздушных масс падает при удалении от отверстия обычной трубы выделения. Скорость обычно понижается с уменьшением расстояния до точки выделения (в простейших случаях). Именно по этой причине, скорость воздушных потоков должны регулироваться с учетом расстояния до источника загрязнения. Скорость воздушных масс у лопасти должна равняться минимум 1-2 м/с (200-400 ф/мин) для выделения растворителей в баках, находящихся на расстоянии 2 метров от точки выделения. Другие механические факторы, вызывающие недостатки в работе внутри прибора, вызывает необходимость повышения теоретической скорости воздушных потоков в 10 раз, при установлении или применении системы выделения.</p> |
| <p>Индивидуальная защита</p> |  | |
| <p>Защита глаз и лица</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Очки безопасности с боковыми щитками. ▶ Химические защитные очки. ▶ Контактные линзы могут представлять собой специальную опасность. Мягкие контактные линзы могут всасываться и собирать раздражители. Написанный документ правил, объясняющий ношение линз или запрещающий их использование, должен быть создан для каждого рабочего места или задания. Он должен включать обзор всасывания и адсорбции линз для класса химикатов в использовании и отчет о случаях травм. Медицинский персонал и персонал первой медицинской помощи должен быть специально обучен как достать линзы и нужное оборудование должно быть в наличии. В случае химического воздействия, немедленно начни промывание глаз и достань контактные линзы как можно быстрее. Линзы должны быть извлечены при первых признаках покраснения или раздражения глаз- линзы должны быть извлечены в чистой обстановке и только после того, как рабочий вымойте хорошо руки. [CDC NIOSH Current Intelligence Bulletin 59]. | |
| <p>Защита кожи</p> | <p>См. Защита рук ниже</p> | |
| <p>Защита рук / ног</p> | <p>Одевай химически защитные перчатки, например, PVC. Обувай безопасную обувь или безопасные резиновые сапоги, например, Rubber.</p> <p>Выбор подходящих перчаток зависит не только от материала, но и от других качественных признаков, которые отличаются от производителя к производителю. Там, где химическое вещество представляет собой смесь нескольких веществ, стойкость материала перчаток не может быть рассчитана заранее и имеет, следовательно, должны быть проверены перед нанесением. Точное время разложения материалов требуется узнать у производителя защитных перчаток и необходимо учитывать при окончательном выборе. Личная гигиена является ключевым элементом эффективного ухода за кожей рук. Перчатки следует надевать только на чистые руки. После использования перчаток руки следует тщательно вымыть и высушить. Применение без душистого увлажняющего крема рекомендуется.</p> <p>Пригодность и срок службы перчаток типа зависит от условий эксплуатации. Важные факторы при выборе перчаток включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Частота и продолжительность контакта, · Химическая стойкость материала перчаток, · Толщина перчаток и · сноровка <p>Выберите перчатки испытанные к соответствующему стандарту (например, Европа EN 374, США F739, AS / NZS 2161,1 или национальный эквивалент).</p> <ul style="list-style-type: none"> · При длительном или часто может происходить повторный контакт, (AS / NZS 2161.10.1 или национального эквивалента прорыва времени более чем 240 минут согласно EN 374,) рекомендуется использовать перчатки с классом защиты 5 или выше. · Когда только краткого контакта, (AS / NZS 2161.10.1 или национального эквивалента прорыва времени, превышающего 60 минут в соответствии с EN 374,) рекомендуется использовать перчатки с классом защиты 3 или выше. · Некоторые виды перчаток полимерных менее подвержены воздействию движения, и это следует принимать во внимание при рассмотрении вопроса перчатки для долгосрочного использования. · Загрязненные перчатки должны быть заменены. <p>Как определено в ASTM F-739-96 в любом приложении, перчатки оцениваются как:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Отлично, когда время прорыва > 480 мин · Хорошо, когда время прорыва > 20 мин · Ярмарка, когда время прорыва < 20 мин · Плохое когда перчатка материал деградирует Для общих применений, перчатки с толщиной обычно выше, чем 0,35 мм, рекомендуется. <p>Следует подчеркнуть, что толщина перчаток не обязательно является хорошим показателем стойкости перчаток к конкретному химическому, так как эффективность проникновения перчатки будет зависеть от точного состава материала перчаток. Поэтому выбор перчаток должны быть также основан на рассмотрении требований задачи и знаниях прорывного времени. Толщина материала перчаток может также варьироваться в зависимости от производителя перчаток, типа перчаток и модели перчаток. Поэтому технические данные производителей всегда следует принимать во</p> | |

BioSonic® Enzymatic Ultrasonic Cleaning Concentrate

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>внимание, чтобы обеспечить выбор наиболее подходящих перчаток для выполнения этой задачи. Примечание: В зависимости от активности проводятся, перчатки различной толщины могут потребоваться для выполнения конкретных задач.</p> <p>Например:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Более тонкие перчатки (вплоть до 0,1 мм или менее) может потребоваться, где требуется высокая степень ловкости рук. Тем не менее, эти перчатки, вероятно, только чтобы дать защиту от короткой продолжительности и, как правило, будут только для одного приложения использует, а затем утилизировать. · Более толстые перчатки (до 3 мм или более) могут потребоваться, где существует механическая (а также химические) риски т.е. там, где есть ссадины или прокол потенциал Перчатки следует надевать только на чистые руки. Опыт показывает, что следующие полимеры пригодны в качестве защитных перчаток для защиты от нерастворенных, сухих твердых веществ, в котором абразивные частицы не присутствуют-полихлоропрен,нитрильный каучук,бутилкаучук. |
| Защита тела | См. Другая защита ниже |
| Другие средства защиты | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Спецодежда. ▶ P.V.C. фартук. ▶ Защитный крем. ▶ Кожеочищающий крем. ▶ Приспособление для промывания глаз. |

Рекомендуемое вещество(а)

Индекс выбора перчаток

Выбор перчаток основан на модифицированном изложении "Forsberg Clothing Performance Index".

В машинно-генерируемом выборе учитываются(ются) эффект(ы) нижеследующих(его) веществ(а):

BioSonic® Enzymatic Ultrasonic Cleaning Concentrate

| Материал | CPI |
|------------------|-----|
| BUTYL | A |
| BUTYL/NEOPRENE | A |
| HYPALON | A |
| NATURAL+NEOPRENE | A |
| NEOPRENE | A |
| NEOPRENE/NATURAL | A |
| NITRILE | A |
| PVA | A |
| VITON | A |
| NATURAL RUBBER | B |
| NITRILE+PVC | B |
| PVC | B |

* УЭК - Указатель эксплуатационных качеств Chemwatch

A: Лучший выбор

B: Удовлетворительно, может ухудшаться после 4 часов непрерывного погружения

C: Плохой или опасный выбор, за исключением операций, требующих лишь кратковременного погружения

ЗАМЕЧАНИЕ: При работе, на эксплуатационные качества будет влиять ряд различных факторов; окончательный выбор должен быть сделан на основе тщательного наблюдения.

* Там, где перчатки должны использоваться в течение короткого промежутка времени, нерегулярно или нечасто, выбор перчаток может диктоваться такими факторами как "чувство" или "удобство использования" (к примеру, одноразовость), которые могут быть неприменимы при выборе перчаток для длительного или частого использования. Необходима консультация с квалифицированным работником.

Защита органов дыхания

Фильтр достаточной емкости Типа АК-Р. (AS/NZS 1716 и 1715, EN 143:2000 и 149:2001, ANSI Z88 или национальный эквивалент)

Если концентрация газа/частиц в зоне дыхания приближается или превышает норму воздействия (или ЭБ), необходимо использование респираторов.

Степень защиты варьирует в зависимости как от типа маски, так и от класса фильтра; характер защиты варьирует в зависимости от типа фильтра.

| Фактор защиты | Респиратор с полулицевой маской | Респиратор с полнолицевой маской | Респиратор с принудительной подачей воздуха |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| 10 x ЭБ | AK-AUS P2 | - | AK-PAPR-AUS P2 |
| 50 x ЭБ | - | AK-AUS P2 | - |
| 100 x ЭБ | - | AK-2 P2 | AK-PAPR-2 P2 ^ |

^ - с полнолицевой маской

Для аварийного доступа или в зонах с неизвестной концентрацией паров или содержанием кислорода использование противогазов со сменными картриджами запрещено. Работающий в респираторе должен быть предупрежден о том, что загрязненную зону необходимо покинуть немедленно при обнаружении через респиратор любого постороннего запаха. Появление постороннего запаха может говорить о неисправности маски, о слишком высокой концентрации паров или о неполном прилегании маски. В связи с этими ограничениями, допустимым признано только ограниченное использование противогазов со сменными фильтрами.

РАЗДЕЛ 9 Физические и химические свойства

Информация об основных физических и химических свойствах

| Признак | цветной | | |
|--|---------------|---|------------|
| Физическое состояние | жидкость | Относительная плотность (Вода = 1) | 1.02-1.08 |
| Запах | Не имеется | Коэффициент разделения n-октанол / вода | Не имеется |
| Пороговое значение запаха | Не имеется | Температура самовоспламенения (° C) | Не имеется |
| pH (как в поставке) | 6-8 | температура разложения | Не имеется |
| Точка плавления / точка замерзания (°C) | 0 | Вязкость | Не имеется |
| Начальная точка кипения и амплитуда кипения (°C) | 100 | молекулярный вес (гр/моль) | Не имеется |
| Точка возгорания (°C) | >93.3 | Вкус | Не имеется |
| Коэффициент испарения | Не имеется | Взрывчатые свойства | Не имеется |
| Возгораемость | Не применимо | Окислительные свойства | Не имеется |
| Верхний уровень взрывоопасности (%) | Не имеется | Поверхностное Напряжение (dyn/cm or mN/m) | Не имеется |
| низший предел взрываемости(%) | Не имеется | Летучий компонент (% объема) | Не имеется |
| Давление пара (кПа) | 23.06 | Группа газа | Не имеется |
| Растворимость в воде | смешивающийся | pH в растворе (1%) | Не имеется |
| Плотность пара (Воздух=1) | Не имеется | ЛОС г/л | Не имеется |

РАЗДЕЛ 10 Стабильность и реактивность

| | |
|-----------------------------|---|
| Реактивность | Смотрите раздел 7 |
| Химическая стабильность | Воздействие несовместимых материалов. Вещество считается стабильным. Опасность полимеризации отсутствует. |
| Вероятность | Смотрите раздел 7 |
| Неблагоприятные условия | Смотрите раздел 7 |
| Несовместимые вещества | Смотрите раздел 7 |
| Опасные продукты разложения | См. раздел 5 |

РАЗДЕЛ 11 Токсикологическая информация

Информация о токсикологических свойствах

| | |
|--------------|---|
| Вдыхаемый | Считается, что данный материал не имеет отрицательных эффектов и не вызывает раздражения при попадании в дыхательные пути (в соответствии с классификацией ЕС после проведения опытов на животных моделях). Однако по правилам гигиены необходимо свести контакт материала с кожей к минимуму, и принимать меры предосторожности при работе с материалом. |
| Приём внутрь | Неионические поверхностные вещества могут вызвать местное раздражение желудочно-кишечного тракта и вызывают рвоту и легкий понос. Вещество НЕ было классифицировано в Директивах ЕС или в других системах классификации как «опасное при приеме внутрь». Причина этому — недостаточное количество подтверждающих данных о животных и человеке. Вещество может |

BioSonic® Enzymatic Ultrasonic Cleaning Concentrate

| | |
|------------------------|--|
| | <p>все же быть вредным для здоровья отдельных людей при приеме внутрь, в особенности, когда органы (например, печень или почки) уже нездоровы. Существующие определения вредных или токсичных веществ чаще основаны на дозах, ведущих к смертельному исходу, чем на дозах, вызывающих клинические проявления (недомогание, болезненное состояние). Дискомфорт в желудочно-кишечном тракте может вызывать тошноту и рвоту. Тем не менее, в производственных условиях прием внутрь незначительных количеств не считается поводом для беспокойства.</p> |
| Контакт с кожей | <p>При контакте может вызвать раздражение кожи у некоторых людей.</p> <p>Материал может усиливать существующий дерматит.</p> <p>Попадание на кожу не вызывает токсичных эффектов (в соответствии с классификацией Европейской Комиссии); вещество может поражать организм, проникая через раны, ссадины и царапины.</p> <p>Следует избегать воздействия вещества на открытые раны или раздраженную кожу.</p> <p>Попадание в кровоток через порезы и ссадины может приводить к значительным системным поражениям. Проверьте кожу на наличие ран и ссадин перед применением материала и убедитесь, что любые травмы кожи защищены соответствующим образом.</p> |
| Глаз | <p>При попадании в глаз вещество может вызвать серьезное поражение зрения, которое продолжается 24 часа</p> |
| хронический | <p>Существует достаточное количество фактов, основанных на экспериментах, доказывающих, что воздействие данного вещества снижает способность к воспроизведению потомства у человека</p> <p>Существует достаточное количество фактов, основанных на экспериментах, доказывающих, что воздействие данного вещества нарушает развитие человека.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| BioSonic® Enzymatic Ultrasonic Cleaning Concentrate | ТОКСИЧНОСТЬ | РАЗДРАЖЕНИЕ |
| | Не имеется | Не имеется |
| (C10-16)alkyl D-глюкопиранозид | ТОКСИЧНОСТЬ | РАЗДРАЖЕНИЕ |
| | Кожный (кролик) LD50: >2000 mg/kg ^[2] Пероральное(Крыса) LD50; >5000 mg/kg ^[2] | Eye (rabbit): irritant OECD 405 Skin (rabbit): non-irritant OECD 404 |
| decyl D-glucoside | ТОКСИЧНОСТЬ | РАЗДРАЖЕНИЕ |
| | Кожный (кролик) LD50: >2000 mg/kg ^[1] Пероральное(Крыса) LD50; >2000 mg/kg ^[1] | Не имеется |
| ДИНАТРИЙ ТЕТРАБОРАТ ДЕКАГИДРАТ | ТОКСИЧНОСТЬ | РАЗДРАЖЕНИЕ |
| | Кожный (кролик) LD50: >10000 mg/kg ^[2] Пероральное(Крыса) LD50; 2660 mg/kg ^[2] | Глаз: неблагоприятный эффект наблюдается (раздражает) ^[1] Кожа: отсутствие неблагоприятного воздействия наблюдается (не раздражает) ^[1] |
| 2-Аминоэтанол | ТОКСИЧНОСТЬ | РАЗДРАЖЕНИЕ |
| | Вдыхание(Гвинея) LC50; ~0.145 mg/l4h ^[2] Кожный (кролик) LD50: 1000 mg/kg ^[2] Оральный(Гвинея) LD50; 620 mg/kg ^[2] | Eye (rabbit): 0.76 mg - SEVERE Skin (rabbit):505 mg open-moderate |
| | Легенда: | <i>1 Значение получено из Европы ИКГВ зарегистрированных веществ -Острая токсичность 2 * Значение, полученное из SDS производителя Если не указано иное, информация была взята из ПТЭХФ - Перечня токсических эффектов химических веществ</i> |

| | |
|--------------------------|---|
| decyl D-glucoside | Контактная аллергия проявляется как контактная экзема, реже, как крапивница или отек Квинке. Патогенез контактной |
|--------------------------|---|

| | |
|---|---|
| | <p>экземы включает замедленную клеточно-опосредованную иммунную реакцию (лимфоциты Т). Другие аллергические реакции, например, крапивница, включает гуморальные иммунные реакции. Сила контактного аллергена не определяется силой раздражения - распределение вещества и возможность контакта имеют одинаковое значение. Широко распространенное вещество, обладающее слабыми раздражающими свойствами, может быть более опасным аллергеном, чем более сильное, но менее распространенное вещество. С клинической точки зрения, вещества являются опасными, если они вызывают аллергические реакции у более чем 1% протестированных людей.</p> <p>Никаких существенных острых токсикологических данных не было выявлено в поиске литературы.</p> |
| 2-АМИНОЭТАНОЛ | <p>Вещество может вызвать раздражение кожи в результате длительного или постоянного воздействия и вызывает покраснение кожи, отеки и огрубение кожи.</p> |
| ДИНАТРИЙ ТЕТРАБОРАТ ДЕКАГИДРАТ & 2-АМИНОЭТАНОЛ | <p>Астмалеподобные симптомы могут наблюдаться в течение нескольких месяцев или лет даже после прекращения воздействия.</p> <p>Это может быть вызвано неаллергическим состоянием, известным как синдром дисфункции воздушных путей (RADS) который может возникать после воздействия больших концентраций сильно раздражающих соединений. Основные критерии для диагностики RADS включают отсутствие предшествующих заболеваний дыхательной системы, развитие заболевания у неатопических пациентов, внезапное появление астмаобразных симптомов в течение нескольких минут или часов после зарегистрированного воздействия раздражителя. Обратимая модель потока воздуха при спирометрии в присутствии средней или сильной бронхиальной гиперреактивности во время тестирования метахолином, а также отсутствие минимального лимфатического воспаления без эозинофилии, также включены в критерии для диагностики RADS. RADS (или астма) после раздражающего вдыхания является нечастым видом расстройства, которое зависит от концентрации и продолжительности воздействия раздражающего вещества. Промышленный бронхит является расстройством, возникающим в результате воздействия высоких концентраций раздражающего вещества (часто в форме частиц), и проходит полностью после прекращения воздействия. Расстройство характеризуется одышкой, кашлем и образованием слизи.</p> |

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Острая токсичность | ✗ | Канцерогенное действие | ✗ |
| Раздражения / разъедания кожи | ✓ | Репродуктивная | ✓ |
| Серьезное повреждение / раздражение глаз | ✓ | STOT - одноразовое воздействие | ✗ |
| Респираторная или кожная сенсибилизация | ✗ | STOT - повторное воздействие | ✗ |
| мутагенез | ✗ | опасность при аспирации | ✗ |

Легенда: ✗ – Данные либо отсутствуют, либо не заполняет критерии классификации
 ✓ – Данные, необходимые, чтобы сделать классификация доступны

РАЗДЕЛ 12 Экологическая информация

Токсичность

| BioSonic® Enzymatic Ultrasonic Cleaning Concentrate | КОНЕЧНАЯ ТОЧКА | продолжительность испытания (часы) | вид | Значение | источник |
|---|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| | Не имеется | Не имеется | Не имеется | Не имеется | Не имеется |
| (C10-16)alkyl D-glycopyranoside | КОНЕЧНАЯ ТОЧКА | продолжительность испытания (часы) | вид | Значение | источник |
| | LC50 | 96h | Рыбы | 2.95mg/l | 2 |
| | EC50 | 72h | Водоросли или другие водные растения | 3.61mg/l | 2 |
| | EC50 | 48h | ракообразные | 7mg/l | 2 |
| | НОЕС(ЕСх) | 672h | Рыбы | 1mg/l | 2 |
| decyl D-glucoside | КОНЕЧНАЯ ТОЧКА | продолжительность испытания (часы) | вид | Значение | источник |
| | НОЕС(ЕСх) | 672h | Рыбы | 1mg/l | 2 |
| | LC50 | 96h | Рыбы | 96.64mg/l | 2 |

BioSonic® Enzymatic Ultrasonic Cleaning Concentrate

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | EC50 | 72h | Водоросли или другие водные растения | 12.43mg/l | 2 |
| | EC50 | 48h | ракообразные | 31.62mg/l | 2 |
| ДИНАТРИЙ ТЕТРАБОРАТ ДЕКАГИДРАТ | КОНЕЧНАЯ ТОЧКА | продолжительность испытания (часы) | вид | Значение | источник |
| | EC50 | 48h | ракообразные | 1332-2135mg/l | 4 |
| | EC50(ECx) | 48h | ракообразные | 1332-2135mg/l | 4 |
| 2-Аминоэтанол | КОНЕЧНАЯ ТОЧКА | продолжительность испытания (часы) | вид | Значение | источник |
| | LC50 | 96h | Рыбы | 75mg/l | 1 |
| | EC50 | 72h | Водоросли или другие водные растения | 15mg/l | 1 |
| | EC50 | 48h | ракообразные | 65mg/l | 1 |
| | EC50 | 96h | Водоросли или другие водные растения | 80mg/l | 2 |
| | NOEC(ECx) | 72h | Водоросли или другие водные растения | 4mg/l | 1 |
| Легенда: | полученные из 1. Данные о токсикологическом воздействии (IUCLID) 2. Зарегистрированные вещества согласно ECHA (Европейское Химическое агентство) –Экотоксикологическая информация Токсичность в водной среде. 4. Управление по охране окружающей среды США (US EPA) –Данные о токсичности в водной среде. 5. Оценка токсической опасности для водной среды по данным Европейского центра экотоксикологии и токсикологии химических веществ (ECETOC). 6. Национальный институт технологии и оценки (NITE) Япония –Данные о биоаккумуляции. 7. Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) Япония –Данные и биоаккумуляции. 8. Данные о поставщике. | | | | |

Не допускайте проникновения в канализационные трубы или водные пути.

Стойкость и расщепляемость

| Составной компонент | Стойкость: Вода/Почва | Стойкость: Воздух |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 2-Аминоэтанол | НИЗКИЙ | НИЗКИЙ |

Биоаккумулятивный потенциал

| Составной компонент | Биоаккумуляция |
|---------------------|-------------------------|
| 2-Аминоэтанол | НИЗКИЙ (LogKOW = -1.31) |

Мобильность в почве

| Составной компонент | Мобильность |
|---------------------|-------------------|
| 2-Аминоэтанол | СИЛЬНЫЙ (KOC = 1) |

РАЗДЕЛ 13 Утилизация

Методы переработки отходов

| | |
|--------------------------------|--|
| Утилизация продукта / упаковки | |
|--------------------------------|--|

РАЗДЕЛ 14 Информация по транспорту

Необходимые этикетки

| | |
|-------------------------------|-----|
| Морское загрязняющее вещество | нет |
|-------------------------------|-----|

Наземный транспорт (ADR): НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПАСНЫХ ТОВАРОВ

Продолжение...

Воздушный транспорт (ИКАО-ИАТА / ППОГ): НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПАСНЫХ ТОВАРОВ

Морской транспорт (IMDG-Code / GGVSee): НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПАСНЫХ ТОВАРОВ

Внутренний водный транспорт (ВОПОГ): НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОПАСНЫХ ТОВАРОВ

Транспортировка больших объемов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ и МКБ кодом

Не применимо

Транспортировка навалом в соответствии с Приложением V МАРПОЛ и IMSBC Кодекса

| Название Товара | Группа |
|---------------------------------|------------|
| (C10-16)alkyl D-glycopyranoside | Не имеется |
| decyl D-glucoside | Не имеется |
| ДИНАТРИЙ ТЕТРАБОРАТ ДЕКАГИДРАТ | Не имеется |
| 2-Аминоэтанол | Не имеется |

Транспортировка навалом в соответствии с МПК кодекса

| Название Товара | Тип судна |
|---------------------------------|------------|
| (C10-16)alkyl D-glycopyranoside | Не имеется |
| decyl D-glucoside | Не имеется |
| ДИНАТРИЙ ТЕТРАБОРАТ ДЕКАГИДРАТ | Не имеется |
| 2-Аминоэтанол | Не имеется |

РАЗДЕЛ 15 Нормативная информация

Правила/Законодательство безопасности, здравоохранения и охраны окружающей среды, специфичные для данного вещества или смеси

(C10-16)alkyl D-glycopyranoside найдено в следующих нормативных списках

Реестр существующих химических веществ в России

Россия Национальная Химическая Inventory

decyl D-glucoside найдено в следующих нормативных списках

Европа ЕС инвентаризации

Россия Национальная Химическая Inventory

Реестр существующих химических веществ в России

ДИНАТРИЙ ТЕТРАБОРАТ ДЕКАГИДРАТ найдено в следующих нормативных списках

Европа - Европейская таможенная инвентаризация химических веществ

Регламент Европы (ЕС) № 1907/2006 - Приложение XIV Список веществ, подлежащих авторизации

Европа Европейское химическое агентство (ECHA) Кандидат список веществ, вызывающих наибольшую озабоченность ПО РАБОТЕ

Регламент ЕС REACH (ЕС) № 1907/2006 - Приложение XVII (Приложение 6) Репродуктивные токсиканты: Категория 1 В

Европа ЕС инвентаризации

Регламент ЕС REACH (ЕС) № 1907/2006 - Предложения по выявлению веществ, вызывающих особую озабоченность: доклады по приложению XV для представления замечаний заинтересованными сторонами в ходе предыдущих консультаций

Европейский Союз - Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ (EINECS)

Регламент ЕС REACH (ЕС) № 1907/2006 - Приложение XVII -

Европейский Союз (ЕС) Регламента (ЕС) № 1272/2008 " о Классификации, Маркировке и Упаковке Веществ и Смесей, приложение VI

Ограничения на изготовление, размещение на рынке и использование некоторых опасных веществ, смесей и изделий

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Реестр существующих химических веществ в России

Проект «Химический след» - список химикатов, вызывающих особую озабоченность

Россия Национальная Химическая Inventory

2-Аминоэтанол найдено в следующих нормативных списках

| | |
|---|--|
| Европа - Европейская таможенная инвентаризация химических веществ Европа ЕС инвентаризации | ЕС Сводный список Ориентировочная ПДК (IOELVs) Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| Европейский Союз - Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ (EINECS) Европейский Союз (ЕС) Регламента (ЕС) № 1272/2008 " о Классификации, Маркировке и Упаковке Веществ и Смесей, приложение VI ЕС Европейского химического агентства (ECHA) Сообщества Прокатки План Действий (CoRAP) Перечень Веществ, | Реестр существующих химических веществ в России Россия Национальная Химическая Inventory |

статус Национального кадастра

| Национальный реестр | Положение дел |
|--|--|
| Австралия - АИИК / Австралия Нон-промышленное использование | да |
| Канада DSL | да |
| Канада - NDSL | нет ((C10-16)alkyl D-glycopyranoside; decyl D-glucoside; ДИНАТРИЙ ТЕТРАБОРАТ ДЕКАГИДРАТ; 2-Аминоэтанол) |
| Китай - IECSC | да |
| Европа - EINEC / ELINCS / NLP | нет ((C10-16)alkyl D-glycopyranoside) |
| Япония - ENCS | да |
| Корея - KECI | да |
| Новая Зеландия - NZIoC | да |
| Филиппины - PICCS | да |
| Соединенные Штаты Америки - TSCA | да |
| Тайвань - TCSI | да |
| Мексика - INSQ | нет ((C10-16)alkyl D-glycopyranoside; decyl D-glucoside) |
| Вьетнам - NCI | да |
| Россия - FBEPH | да |
| Легенда: | <i>Да = Все ингредиенты по инвентаризации Нет = Один или несколько ингредиентов из списка CAS отсутствуют в инвентаре. Эти ингредиенты могут быть освобождены от уплаты или потребуют регистрации.</i> |

РАЗДЕЛ 16 Другая информация

| | |
|-----------------------|------------|
| Дата Проверки | 30/01/2023 |
| начальная дата | 10/02/2022 |

Сводка версии SDS

| Версия | Дата обновления | Обновленные разделы |
|--------|-----------------|---|
| 1.2 | 30/01/2023 | Хроническое здоровье, классификация, Ингредиенты, Физические свойства |

Другая информация

Классификация препарата и его отдельных компонентов была произведена, опираясь на официальные и авторитетные источники, а также на независимую оценку Chemwatch, с использованием имеющихся ссылок в литературе.

Паспорт материала является оценки опасности и должны быть использованы для оказания помощи в оценке рисков. Многие факторы определяют сообщаемые опасности, являются ли риски на рабочем месте или других параметров. Риски могут быть определены путем ссылки на сценарии воздействия или использования. Масштаб использования, должны быть рассмотрены частота использования и текущих или доступных технических средств контроля.

Определения и сокращения

- PC - TWA: Допустимая концентрация - рассчитывается как средневзвешенное во времени
- PC - STEL: Допустимая концентрация - предел кратковременного воздействия
- IARC: Международное агентство по изучению рака
- ACGIH: Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене
- STEL: Предел краткосрочного воздействия

BioSonic® Enzymatic Ultrasonic Cleaning Concentrate

- TEEL: Временный предел воздействия в чрезвычайных ситуациях.
- IDLH: Концентрации, представляющие непосредственную опасность для жизни или здоровья
- ES: Стандарт воздействия
- OSF: коэффициент безопасности запаха
- NOAEL: Уровень не наблюдаемых побочных эффектов
- LOAEL: Самый низкий наблюдаемый уровень неблагоприятного воздействия
- TLV: предельная пороговая концентрация
- LOD: предел обнаружения
- OTV: Пороговое значение запаха
- BCF: Коэффициенты биоконцентрации
- BEI: Индекс биологического воздействия
- AIIС: Австралийский реестр промышленных химических веществ
- DSL: Список отечественных веществ
- NSDL: Список веществ не местного производства
- IECSC: Перечень существующих химических веществ в Китае
- EINECS: Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ
- ELINCS: Европейский список зарегистрированных химических веществ
- NLP: больше не полимеры
- ENCS: Реестр существующих и новых химических веществ
- KECI: Реестр существующих химических веществ в Корее
- NZIoC: Реестр химических веществ Новой Зеландии
- PICCS: Реестр химических веществ Филиппин
- TSCA: Закон о контроле за токсичными веществами
- TCSI: Реестр химических веществ Тайваня
- INSQ: Национальный реестр химических веществ
- NCI: Национальный химический реестр
- FBEPH: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ

Создан системой AuthorITe, от Chemwatch